


HeartSine samaritan[®] PAD Familie

Produktvergleich



10-Jahre
GARANTIE



	SAM 350P	SAM 360P	SAM 500P
Kompakt, mobil, leicht (1.1 kg)	✓	✓	✓
Höchster Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Wasser und Staub (IP56)	✓	✓	✓
Integrierte Batterie- Elektrodenkassette für leichte Wartung	✓	✓	✓
Batterie/Elektroden 4 Jahre haltbar	✓	✓	✓
Kinderelektrodenkassette verfügbar	✓	✓	✓
Halbautomatischer Defibrillator (Schockabgabe durch Drücken der Schocktaste)	✓		✓
Vollautomatischer Defibrillator (Schockabgabe erfolgt automatisch)		✓	
Audiovisuelle Anweisungen für sicheren Betrieb auch in lauter Umgebung	✓	✓	✓
HLW Unterstützung mit Metronom	✓	✓	✓
Integrierte HLW Unterstützung durch die CPR Advisor Feedback-Funktion			✓
Patentiertes low escalating energy protocol (SCOPE) [™]	✓	✓	✓
90-Minuten EKG Speicher	✓	✓	✓
Automatischer Selbsttest	✓	✓	✓
Auf neue AHA/ERC Richtlinien update-fähig	✓	✓	✓
Tasche inklusive	✓	✓	✓

Hersteller
HeartSine Technologies, Inc.
203 Airport Road West
Belfast, Northern Ireland
BT3 9ED
Tel: +44 28 90 93 94 00
Fax: +44 28 90 93 94 01
info@heartsine.com

Vertrieb Österreich
AED-Austria
Andreas Leithner
Sommerschuhgasse 7
1230 Wien
Tel: +43 1 887 39 90
Fax: +43 1 886 26 76
info@aed-austria.com

 0120

Lifesaving, Pure and Simple

www.heartsine.com
www.aed-austria.com